


KFR 30060

Porte-bouteilles

pour un rangement de bouteilles sûr et peu encombrant.

Code EAN: 4002515357538 / Numéro de matériel: 09552690 /
Ancien Numéro de matériel: 36996046D



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- En métal chromé
- Adapté pour les réfrigérateurs K 30.000 sans PerfectFresh
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme