


KFR 30060 PF
Porte-bouteilles
pour un rangement de bouteilles sûr et peu encombrant.

Code EAN: 4002515357545 / Numéro de matériel: 09552700 /
Ancien Numéro de matériel: 36996047D



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour un rangement horizontal et sûr de produits comme le vin
- En métal chromé
- Adapté pour les réfrigérateurs K 30.000 avec PerfectFresh
- Pour 9 bouteilles max., suivant la taille et la forme