

APH 331

Câble de raccordement

pour le raccordement de Melag Vacuklav 24, 31 et Autoclav 25.



- Complément au câble de connexion Type 1
- Longueur 3 m
- Pour raccorder l'appareil à Segosoft Miele Edition

Code EAN: 4002515350973 / Numéro de matériel: 09573240 /
Ancien Numéro de matériel: 68812505D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Propriétés du produit	
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	400
Poids net en kg	0,12
Poids brut en kg	0,13