


E 11

Support pour plaque perforée 1/2 pour paniers supérieurs pour un lavage doux de la vaisselle fragile.



- Convient au panier supérieur O 899
- Dimension du trou 1,7 x 1,7 cm

Code EAN: 4002515391082 / Numéro de matériel: 09752140 / Ancien Numéro de matériel: 67500915D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Fond solide en métal perforé	•
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier supérieur	O 899
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1
Cote extérieure, largeur nette en mm	460
Cote extérieure, profondeur nette en mm	222
Cote extérieure, hauteur brute en mm	10
Cote extérieure, largeur brute en mm	870
Cote extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	1,70
Poids brut en kg	1,80