

LP 2800

Cartouche de déminéralisation, vide pour le remplissage manuel de la résine à usage unique.



- Débit max. : 800 l/h
- Temp. max. arrivée eau 40° C – Résistance pression 0,5-10 bar
- Contenu en résine de 19 litres

Code EAN: 4002515411728 / Numéro de matériel: 09782590 / Ancien Numéro de matériel: 69431805D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

LP 2800

Cartouche de déminéralisation, vide  
pour le remplissage manuel de la résine à usage unique.



Code EAN: 4002515411728 / Numéro de matériel: 09782590 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431805D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	570
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	255
Cote extérieure, largeur brute en mm	225
Cote extérieure, profondeur brute en mm	600
Diamètre en mm	230
Poids net en kg	5,23
Poids brut en kg	7,00