


A 100

Panier supérieur

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier supérieur avec deux modules complémentaires
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Hauteur chargement avec module + supports plastique 190 mm
- Dimensions de chargement : largeur 489, longueur 440 mm

Code EAN: 4002515460610 / Numéro de matériel: 09862320 /  
Ancien Numéro de matériel: 69610000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier avec modules complémentaires	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	141
Cote extérieure, largeur nette en mm	525
Cote extérieure, profondeur nette en mm	528
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	555
Cote extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	2,80
Poids brut en kg	3,49