


A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement de 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460634 / Numéro de matériel: 09862360 / Ancien Numéro de matériel: 69610200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	206
Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	527
Cote extérieure, hauteur brute en mm	230
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	3,02
Poids brut en kg	3,78