


A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement : 95 mm, – largeur de chargement 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Peut être utilisé en combinaison avec le chariot A 202
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460641 / Numéro de matériel: 09862370 / Ancien Numéro de matériel: 69610300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	95
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	133
Cote extérieure, largeur nette en mm	528
Cote extérieure, profondeur nette en mm	528
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	545
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	3,50
Poids brut en kg	4,57