


A 200
Chariot
pour la prise en charge optimale de 38 pipettes.



- Pour 10 pipettes de 100 ml dans la rangée 1, écartement de 20 mm
- Pour 14 pipettes de 25 ml dans la 2. rangée, écartement 26 mm
- Pour 14 pipettes de 10 ml dans 3. rangée, écartement 26 mm

Code EAN: 4002515460696 / Numéro de matériel: 09862420 /
Ancien Numéro de matériel: 69620000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	38
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	397
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	546
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40