


A 201  
Chariot  
pour la prise en charge optimale des jeux d'anesthésie.



- 8 injecteurs av. support à ressort pour tuyaux respi. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- 15 injecteurs pour le matériel d'intubation

Code EAN: 4002515460702 / Numéro de matériel: 09862430 / Ancien Numéro de matériel: 69620100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments d'anesthésie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Capacité</b>	
Kits AN [nombre]	3
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	434
Cote extérieure, largeur nette en mm	531
Cote extérieure, profondeur nette en mm	546
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	9,00
Poids brut en kg	10,50
<b>Articles fournis</b>	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15