

A 202

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour 4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock.
- Avec bras de lavage intégré
- La mesure de chargement des différents niveaux est différente

Code EAN: 4002515460719 / Numéro de matériel: 09862440 /
Ancien Numéro de matériel: 69620200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	223
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	235
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	5,50
Poids brut en kg	6,74