

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



- Convient pour la prise en charge et via le titre de, E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

Code EAN: 4002515460726 / Numéro de matériel: 09862450 /
Ancien Numéro de matériel: 69620300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	520
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	542
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	9,40
Poids brut en kg	11,00
Articles fournis	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	5
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	6

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



Code EAN: 4002515460726 / Numéro de matériel: 09862450 /
Ancien Numéro de matériel: 69620300D

E 456 Écarteurs pour instruments MIC [nombre]	4
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	3