

A 204  
Chariot  
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Niveau 1 : convient à la prise en charge des compléments
- de niveau 2 à droite : 22 raccords pour instruments à cavité
- de niveau 2 à gauche : 11 adapt. Luer-Lock, mâles, horiz. Tuyau
- Avec bras de lavage intégré
- Tuyau de filtration A 800 utilisable dans chaque barre d'injection

Code EAN: 4002515460733 / Numéro de matériel: 09862460 /  
Ancien Numéro de matériel: 69620400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
<b>Capacité</b>	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	365
Cote extérieure, largeur nette en mm	529
Cote extérieure, profondeur nette en mm	535
Cote extérieure, hauteur brute en mm	530
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	11,50
Poids brut en kg	12,50
<b>Articles fournis</b>	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1