


A 304
Module
pour la prise en charge optimale de jusqu'à 98 petits tubes.



- Convient par ex. pour 98 tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai
- Les hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement
- Insertion 1 pce respectivement dans chacun des paniers A 100, A 150 et APLW 106

Code EAN: 4002515460832 / Numéro de matériel: 09862570 /
Ancien Numéro de matériel: 69630400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Capacité	
Flacons [nombre]	98
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	130
Cote extérieure, largeur nette en mm	222
Cote extérieure, profondeur nette en mm	471
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,30
Poids brut en kg	3,30