

A 307

Utilisation

pour la prise en charge de 20 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 48.



- Convient à 20 sabots de bloc opératoire
- Avec supports correspondants de 265 mm de long
- Pour une utilisation dans le bâti de panier inférieur A 151
- Traitement sabots de bloc opératoire jusqu'à taille 48 possible

Code EAN: 4002515460856 / Numéro de matériel: 09862590 /
Ancien Numéro de matériel: 69630700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	279
Cote extérieure, largeur nette en mm	390
Cote extérieure, profondeur nette en mm	360
Cote extérieure, hauteur brute en mm	300
Cote extérieure, largeur brute en mm	395
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,46
Poids brut en kg	1,99