

A 308

Utilisation

pour prise en charge de 34 semelles intérieures pour sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 34 semelles max.
- Pour utilisation dans bâtis de panier supérieur et inférieur

Code EAN: 4002515460863 / Numéro de matériel: 09862600 / Ancien Numéro de matériel: 69630800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	71
Cote extérieure, largeur nette en mm	475
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,17
Poids brut en kg	2,00