

A 801

Adaptateur

pour l'utilisation de AUF 1 et AUF 2 en combinaison avec le A 105/1.



Code EAN: 4002515460931 / Numéro de matériel: 09862940 /  
Ancien Numéro de matériel: 69680100D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	50
Cote extérieure, largeur nette en mm	50
Cote extérieure, profondeur nette en mm	50
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01