

A 802

Injecteurs de rinçage

pour un nettoyage optimal du compartiment de dosage.



- Pour utilisation laveur-désinfecteur labo. avec doseur poudre
- Pour une utilisation avec modules à injection
- Convient pour nettoyage restes de poudre dans compartiment dosage

Code EAN: 4002515460979 / Numéro de matériel: 09863070 /
Ancien Numéro de matériel: 69680200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	30
Cote extérieure, largeur nette en mm	187
Cote extérieure, profondeur nette en mm	15
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02