

A 803
Logement
pour la prise en charge optimale des instruments rotatifs.



- Utilisable dans panier sup. A 105/1 avec tuyau filtration A 800
- Convient à de nombreuses pièces à main, contre-angles & turbines

Code EAN: 4002515460993 / Numéro de matériel: 09863100 / Ancien Numéro de matériel: 69680300D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Support	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	32
Cote extérieure, largeur nette en mm	32
Cote extérieure, profondeur nette en mm	40
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	95
Cote extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,09