


KT 500

Support de panier

pour la prise en charge des paniers de dimensions 50 x 50 cm.



- Nécessaire pour le PG 8172 avec anciennes tables Miele (G 720/21)
- Le support de panier est utilisé à la place du support standard

Code EAN: 4002515464656 / Numéro de matériel: 09876230 /
Ancien Numéro de matériel: 67850002D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	345
Cote extérieure, largeur brute en mm	410
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1270
Poids net en kg	14,00
Poids brut en kg	15,00