

A 800

Tuyau de filtration

pour un traitement sûr et économique des instruments à cavité.



- Filtre en mailles d'acier inoxydable Polymesh pour les chariots
- Largeur de mailles 63 µm
- Réutilisable avec la brosse de nettoyage A 804

Code EAN: 4002515538081 / Numéro de matériel: 09960680 /
Ancien Numéro de matériel: 68680000D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	23
Cote extérieure, largeur nette en mm	23
Cote extérieure, profondeur nette en mm	405
Cote extérieure, hauteur brute en mm	45
Cote extérieure, largeur brute en mm	220
Cote extérieure, profondeur brute en mm	445
Diamètre en mm	23
Poids net en kg	0,36
Poids brut en kg	0,88