

A 804

Brosse de nettoyage
pour le nettoyage optimal des tubes de filtration A 800.



- Convient au nettoyage du tuyau de filtration A 800
- Brosse pivotante avec garniture en spirales
- Extrémité à œillet
- Longueur 500 mm, longueur de brosse 100 mm

Code EAN: 4002515527238 / Numéro de matériel: 09960720 /
Ancien Numéro de matériel: 68680400D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Autres accessoires	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	45
Cote extérieure, largeur brute en mm	70
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Diamètre en mm	20
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,16