

TE

Résines à usage unique

pour la régénération des cartouches de déminéralisation partielle

Code EAN: 4002515551530 / Numéro de matériel: 10020250 /
Ancien Numéro de matériel: 67809510D



- 1 sac d'une capacité de 25 litres
- Pour cart. vides LP 2800 & cart. démin. totale TE 2000/2800

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Résines à usage unique

pour la régénération des cartouches de déminéralisation partielle

Code EAN: 4002515551530 / Numéro de matériel: 10020250 /
Ancien Numéro de matériel: 67809510D

PTD 703

•

PTD 704

•

Catégorie de produit

Traitement de l'eau

•

Propriétés du produit

Volume en l

25

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

0

Cote extérieure, largeur nette en mm

0

Cote extérieure, profondeur nette en mm

0

Cote extérieure, hauteur brute en mm

140

Cote extérieure, largeur brute en mm

530

Cote extérieure, profondeur brute en mm

580

Poids net en kg

18,20

Poids brut en kg

19,29

