

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



- Pour dém. tot./part. sur P 2800 & dém. tot./part. sur P 2000
- Pour dém. tot./part. sur P 2800 & dém. tot./part. sur P 2000
- Prise en charge possible du conductimètre/débitmètre
- Prise en charge possible du conductimètre/débitmètre
- Dim. ext. : H 835 (820 ou couvercle), L 300, P 600 mm
- Mesure externe : H 835 (820 ou couvercle), L 300, P 600 mm

Code EAN: 4002515558102 / Numéro de matériel: 10087320 / Ancien Numéro de matériel: 69859502D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



Code EAN: 4002515558102 / Numéro de matériel: 10087320 /
Ancien Numéro de matériel: 69859502D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	835
Cote extérieure, largeur nette en mm	300
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	900
Cote extérieure, largeur brute en mm	400
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00