

PG 8596

Armoire de doseur

Pour la prise en charge de produits chimiques et modules de dosage.



- 2 tiroirs pouvant être sortis pour bidons de 3 x 5 l
- Mesure interne : H 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- 2 possibilités d'intégration pour le module de dosage par niveau
- Le bac collecteur permet une meilleure vidange du bidon

Code EAN: 4002515558324 / Numéro de matériel: 10087340 / Ancien Numéro de matériel: 69859602D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	835
Cote extérieure, largeur nette en mm	300
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	900
Cote extérieure, largeur brute en mm	400
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00