

UG 30-60/60-85

Socle, fermé

pour relever la machine, 60 cm de prof., 60 cm de larg.



- Convient pour les appareils d'une largeur et profondeur de 60 cm

Code EAN: 4002515558331 / Numéro de matériel: 10087350 /
Ancien Numéro de matériel: 69306001D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	317
Cote extérieure, largeur nette en mm	600
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	310
Cote extérieure, largeur brute en mm	610
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	11,10