

UG 30-90/60-85

Socle, fermé

pour relever machine, incl. armoire latérale, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Utilisable pour l'Aqua Purificator PG 8595 et l'armoire DOS PG 8596

Code EAN: 4002515558348 / Numéro de matériel: 10087360 /
Ancien Numéro de matériel: 69309001D

| Famille produit | |
|---|-------|
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Thermodésinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Catégorie de produit | |
| Base/socle | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 300 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 897 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 542 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 330 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 915 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 563 |
| Poids net en kg | 13,40 |
| Poids brut en kg | 15,00 |