

DE-CS6-85

Couvercle de l'appareil

pour couvercle sup. machine y compris armoire latérale, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Utilisable pour l'Aqua Purificator PG 8595 et l'armoire DOS PG 8596
- en combinaison un laveur-dés. 60 cm (par ex. PG 8581 ou PG 8591)

Code EAN: 4002515604380 / Numéro de matériel: 10101450 / Ancien Numéro de matériel: 69216010D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	900
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	990
Cote extérieure, profondeur brute en mm	790
Poids net en kg	6,70
Poids brut en kg	9,00