

GP DC WG 0252 P

Détartrant, 250 g

élimine le tartre, pour les lave-vaisselle et machines à laver.

Code EAN: 4002515584552 / Numéro de matériel: 10131000 /
Ancien Numéro de matériel: 11997080EU3



- Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos appareils
- Protège les thermo-plongeurs, tambours et autres éléments
- Assure des performances optimales — Formule spéciale Miele
- À utiliser de 1 à 3 fois par an selon les besoins
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité