

## UBS 1

Pièce d'adaptation

pour utilisation supports charge sélectionnés de la gamme G 78 à la gamme PG 85.



- Pour anciens chariots de chargement avec raccordement de séchage

Code EAN: 4002515588970 / Numéro de matériel: 10131090 /  
Ancien Numéro de matériel: 69215014D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Kit de modification	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	75
Cote extérieure, largeur nette en mm	235
Cote extérieure, profondeur nette en mm	165
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	240
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,17