

UBS 2

Pièce d'adaptation

pour utilisation de chariot à inj. sélectionnés de la série G 78 à PG 85.



- Pour les anciens chariots d'injecteurs sans raccord de séchage

Code EAN: 4002515588987 / Numéro de matériel: 10131100 / Ancien Numéro de matériel: 69215015D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8583	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Kit de modification	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	90
Cote extérieure, largeur nette en mm	129
Cote extérieure, profondeur nette en mm	295
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	165
Cote extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,51
Poids brut en kg	0,71