

## UBS 3

### Pièce d'adaptation

pour utilisation de paniers sup. sélectionnés de la gamme G 78 à la gamme PG 85.



- Pour anciens supports de chargement sans raccordement de séchage
- Pour anciens supports de chargement avec conduite d'eau soudée

Code EAN: 4002515588994 / Numéro de matériel: 10131110 /  
Ancien Numéro de matériel: 69215016D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Kit de modification	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Couleur	Inox, Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	90
Cote extérieure, largeur nette en mm	305
Cote extérieure, profondeur nette en mm	176
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	310
Cote extérieure, profondeur brute en mm	210
Poids net en kg	0,59
Poids brut en kg	0,69