

A 600  
Module  
pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Convient pour 6 instruments, ancienne génération (S / Si)

Code EAN: 4002515585016 / Numéro de matériel: 10131910 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments de robotique	•
<b>Capacité</b>	
Instruments de robotique [nombre]	6
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	265
Cote extérieure, largeur nette en mm	573
Cote extérieure, profondeur nette en mm	318
Cote extérieure, hauteur brute en mm	355
Cote extérieure, largeur brute en mm	605
Cote extérieure, profondeur brute en mm	355
Poids net en kg	5,20
Poids brut en kg	5,54