

A 807

Logement

pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour inst. spéciaux, pinces dissection, ancienne génération, S/Si

Code EAN: 4002515585078 / Numéro de matériel: 10131980 / Ancien Numéro de matériel: 69680701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	1
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	77
Cote extérieure, largeur nette en mm	41
Cote extérieure, profondeur nette en mm	165
Cote extérieure, hauteur brute en mm	25
Cote extérieure, largeur brute en mm	245
Cote extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,49