

A 808

Logement

pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour les instruments spéciaux, pincés chirurgicales (Xi)

Code EAN: 4002515585085 / Numéro de matériel: 10131990 / Ancien Numéro de matériel: 69680801D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments de robotique	•
<b>Capacité</b>	
Instruments de robotique [nombre]	1
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	50
Cote extérieure, largeur nette en mm	145
Cote extérieure, profondeur nette en mm	159
Cote extérieure, hauteur brute en mm	25
Cote extérieure, largeur brute en mm	245
Cote extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,49