

DGGL 50-40

Plats pour cuisson à la vapeur perforés

pour four vapeur DG 7000 et four vapeur avec fonction micro-ondes DGM 6000/7000.



Code EAN: 4002515603970 / Numéro de matériel: 10168190 /
Ancien Numéro de matériel: 23996119EU1

- Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond
- Parfait pour la décongélation d'&apost;aliments surgelés
- Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 375 x 197 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !