

DGG 50-40

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour four vapeur DG 7000 et four vapeur avec fonction micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002515603987 / Numéro de matériel: 10168200 /
Ancien Numéro de matériel: 23996120EU1



- Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau
- Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés
- Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 375 x 197 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !