

DGGL 100-40

Plats pour cuisson à la vapeur perforés

pour four vapeur DG 7000 et four vapeur avec fonction micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002515604083 / Numéro de matériel: 10170300 /
Ancien Numéro de matériel: 23996124EU1



- Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond
- Parfait pour la décongélation d'&apost;aliments surgelés
- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 375 x 394 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !