

GP CL KM 0252 L

Nettoyant céram. de verre - inox, 250 ml

pour un nettoyage plus efficace et sans aucun risque pour l'utilisateur.

Code EAN: 4002515606049 / Numéro de matériel: 10173120 /
Ancien Numéro de matériel: 22996291EU1



- Meilleur produit du marché —
Meilleur produit sur la Suisse
- Élimine les auréoles et les taches
de graisse ou de brûlé.
- Dépose un film protecteur facilitant
le nettoyage suivant
- Nettoyage en douceur avec sa
formule finement cristallisée
- Ne pas utiliser avec CleanSteel ou
PerfectClean
- Un entretien optimal, pour des
années de tranquillité