

GP DC CX 0061 T

Détartrant en tablettes, x 6

pour machine à café, four vap., FashionMaster, four/cuisinière + fct. HydraCook.

Code EAN: 4002515608579 / Numéro de matériel: 10178330 /  
Ancien Numéro de matériel: 29996911EU1



- Élimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage
- Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils
- Formule spécialement étudiée — Composition spéciale Miele
- Ne laisse aucun dépôt de produit chimique après détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité