

T 1200-1 BUL  
Table d'entrée  
avec évier pour un montage à gauche du lave-vaisselle.



- Socle en tubes carrés avec tôle de support amovible
- Nettoyage simple et hygiénique
- Fermeture de la cuve équipée d'une soupape d'évacuation à levier\*
- Dimensions de la cuve : Hauteur 25, Largeur 50, Profondeur 40 cm
- Dim. table : Hauteur 85, Largeur 120, Profondeur 70 cm\*\*

\* Les trous pour l'installation d'un flexible avec pistolet et robinet mélangeur sont déjà prévus.

\*\* La table dispose d'un rebord arrière de 20 cm.

Code EAN: 4002515641644 / Numéro de matériel: 10249350 /  
Ancien Numéro de matériel: 67120014D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Table/accessoire de table	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	870
Cote extérieure, largeur nette en mm	1200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	700
Cote extérieure, hauteur brute en mm	510
Cote extérieure, largeur brute en mm	780
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1250
Poids net en kg	31,00
Poids brut en kg	32,00