

T 625-1 BUL

Table d'entrée

avec évier pour un montage à gauche du lave-vaisselle.



- Socle en tubes carrés avec tôle de support amovible
- Nettoyage simple et hygiénique
- Fermeture de la cuve équipée d'une soupape d'évacuation à levier*
- Dimensions de la cuve : Hauteur 25, Largeur 50, Profondeur 40 cm
- Dim. table : Hauteur 85 +/- 2, largeur 62,5, profondeur 70 cm**

* Les trous pour l'installation d'un flexible avec pistolet et robinet mélangeur sont déjà prévus.

** La table dispose d'un rebord arrière de 20 cm.

Code EAN: 4002515641811 / Numéro de matériel: 10249400 /
Ancien Numéro de matériel: 67062514D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Table/accessoire de table	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	870
Cote extérieure, largeur nette en mm	700
Cote extérieure, profondeur nette en mm	625
Cote extérieure, hauteur brute en mm	510
Cote extérieure, largeur brute en mm	940
Cote extérieure, profondeur brute en mm	670
Poids net en kg	18,00
Poids brut en kg	19,00