

AB 60
Poubelle en inox
avec 4 roulettes pour une manipulation simplifiée.



- 60 l Capacité de litres
- Équipé de 3 poignées pour une vidange simplifiée
- Le contenant est parfaitement soudé

Code EAN: 4002515641859 / Numéro de matériel: 10249440 /
Ancien Numéro de matériel: 67820026D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Table/accessoire de table	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Volume en l	60
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	635
Cote extérieure, hauteur brute en mm	650
Cote extérieure, largeur brute en mm	430
Cote extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	9,00
Poids brut en kg	10,00