

Set GF-1 100 mm  
Jeu de pieds d'appareil  
pour s'adapter à une hauteur d'utilisation optimale.



- Convient à tous les lave-vaisselle du type PG 8172
- Composé de 4 pieds d'appareil
- Pour augmenter de 10 cm

Code EAN: 4002515641866 / Numéro de matériel: 10249450 /  
Ancien Numéro de matériel: 67820030D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	90
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	280
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	2,70