

## PBMS-1

Flexible avec pistolet  
avec robinet mélangeur monotrou et bec pivotant haut



Code EAN: 4002515641880 / Numéro de matériel: 10249470 /  
Ancien Numéro de matériel: 67820027D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Table/accessoire de table	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	750
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	140
Poids net en kg	8,50
Poids brut en kg	9,50

- Convient pour tables d'entrée T 625-1 BUL et T 1200-1 BUR/BUL
- Support d'espacement mural compris