

GP DC DDG 1001 L

Nettoyant et détartrant système, 1.000 ml
pour le détartrage de votre cuiseur vapeur.

Code EAN: 4002515649763 / Numéro de matériel: 10265450 /
Ancien Numéro de matériel: 23996126EU1



- Élimination en profondeur des dépôts de tartre
- Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils
- Sécurité d'utilisation — Formule spéciale Miele
- Ne laisse aucun dépôt de produit chimique après détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité