

ProCare Lab 11 MA - 10 kg
 Détergent en poudre, faiblement alcalin, 10 kg
 pour le traitement optimal des instruments de laboratoire.



- Action antimousse, sans oxydants
- Adapté aux phases de traitement dans le laveur-désinfecteur
- Convient pour différents matériaux
- Valeur de PH 11,7 – 11,9

Code EAN: 4002515650851 / Numéro de matériel: 10266720 /
 Ancien Numéro de matériel: 62921101EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des protéines	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Élimination des résidus alimentaires	Bien
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	11,7-11,9
Princip. domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Anti-mousse	•
Sans agents oxydants	•
Peu adapté à l'aluminium non anodisé	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	268
Cote extérieure, largeur nette en mm	265
Cote extérieure, profondeur nette en mm	265
Cote extérieure, hauteur brute en mm	280
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Capacité en g	10000
Poids brut en kg	10
Conform., contrôles, indic.	
Conforme aux normes SGH/CLP	•