

A 810/1

Filet de protection

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert d'un filet plastifié, dim. 206 x 215 mm
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515671764 / Numéro de matériel: 10283670 /
Ancien Numéro de matériel: 69501800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	20
Cote extérieure, largeur brute en mm	235
Cote extérieure, profondeur brute en mm	232
Poids net en kg	0,28
Poids brut en kg	0,35