

HUB 5000-M  
Plat à rôtir gourmet  
pour cuire, faire mijoter et gratiner.

Code EAN: 4002515689264 / Numéro de matériel: 10314250 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996293EU1



- Capacité max. env. 5 kg — Dim. ext. : l x P x H 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- En fonte aluminium coulée à la main
- Nettoyage simplifié grâce au revêtement anti-adhésif de qualité
- À ut. dans fours multif., sur plans cuisson sauf ind. & gaz
- Sans couvercle inox HBD 60-22