

HUB 62-22

Plat à rôtir gourmet pr induction
pour cuire, faire mijoter et gratiner.

Code EAN: 4002515689288 / Numéro de matériel: 10314280 /
Ancien Numéro de matériel: 22996295EU1



- Capacité max. env. 5 kg — Dim. ext. : l x P x H 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Nettoyage simplifié grâce au revêtement anti-adhésif de qualité
- En fonte aluminium coulée à la main
- Sans couvercle inox HBD 60-22
- Compatible avec H 21xx-H 2299, H 41xx E/B- H 4699 E/B
- À utiliser dans fours multif. & plans de cuisson hors gaz